

Frequently asked questions CareLink™ system software

Who can use CareLink™ system software?

Medtronic CareLink™ system software is for healthcare professional use. Access is granted to healthcare professionals working for a hospital where a CareLink™ system services agreement in place with Medtronic. Speak to your Medtronic diabetes representative for more information.

Why should I use CareLink™ system software?

Medtronic CareLink™ system software helps healthcare professionals make more informed diabetes therapy decisions. CareLink™ reports combine all blood glucose, sensor glucose, and insulin pump data into a complete picture, with intelligent analysis and pattern recognition that can help provide actionable insights. Furthermore, the CareLink™ system software provides easier access from more devices (e.g., viewing reports on tablet devices)

How can I access CareLink™ system software?

- Complete the CareLink™ system services agreement. This should be signed by an authorised representative of the hospital.
- Once completed, your local Medtronic representative will provide a unique, single-use registration code to register your clinic at medtronic.carelink.eu.
- During registration, the first user will be assigned clinic admin privileges.
 - Clinic administrators can create new user accounts, manage existing accounts and clinic default settings (e.g security). They can also send password reset emails and perform other admin-only functions.
 - It is recommended to always have **at least two clinic** admins for contingencies.

What do I do if I forget my username?

Clinic administrators can look up the details of all clinic users by logging in and navigating to 'Clinic Management' > "Clinic User Accounts'

What do I do if I forget my password?

- A "Forgot your password?" link is available on the home page. Enter the CareLink™ system username and email address associated with your account to request an email containing a link to reset your password.
- Clinic administrators can also send a password reset email to individual users as required under 'Clinic Management' > 'Clinic User Accounts'.

What does two-factor authentication mean?

Two-factor authentication is a security measure that will require users to access a confirmation code via their registered email address when trying to log into CareLink™ system. Clinic Admins can set this feature "on" if it is available and not already mandatory in your country. NOTE: IF THIS OPTION IS ACTIVATED, IT CANNOT BE DEACTIVATED AGAIN. Clinic admins can set features such as code expiry period and number of attempts in the clinic settings.

What are the computer system requirements for CareLink™ system (carelink.medtronic.eu)?

CareLink™ system is a web based platform requiring a supported browser and operating system to view the website and generate CareLink™ reports. Visit carelink.medtronic.eu/supported-browsers

How do I install the CareLink™ Uploader?

CareLink™ system needs the uploader application installed on each terminal where the clinic wishes to upload a device data from a compatible device (e.g. insulin pump).

Once logged in, click on the "Install Uploader" link at the bottom of the page to download the installation package. **Computer administrator rights are required to install the CareLink™ uploader. Please speak to your hospital IT department for further assistance and support.**

- If the installation instructions do not display, please click on this link: carelink.medtronic.eu/uploader-instructions
- Two installation package files are available, .exe (for individual terminal installation) or .msi (for batch installation on multiple computers by an IT admin)

Supported Environments	
<ul style="list-style-type: none"> • Click on “Supported Browsers” to see compatible operating systems and internet browsers from the homepage (carelink.medtronic.eu). • Virtualized environments (e.g Citrix are unsupported) 	
Network Configuration	
<ul style="list-style-type: none"> • Whitelist https://carelink.medtronic.eu • IP Address: 144.15.107.35 • Port 443 for regular use • Whitelist https://www.medtronic.com to access CareLink™ Uploader Installation file 	
Minimum computer specifications to upload using the CareLink™ Uploader	
<p>Windows®</p> <ul style="list-style-type: none"> • X86/X64 processor type with minimum 1GHz speed • Minimum 4GB free system disk space • Minimum 4GB system RAM (1GB free RAM) • Minimum display resolution 1024x768px • Network connection speed of 1MBps minimum • 1 available USB port 	<p>Apple®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Operating system must be installed on an Apple manufactured computer • X64 or ARM based processor with a minimum 1GHz speed • Minimum 4GB free disk space • Minimum 4GB system RAM (1GB free RAM) • Minimum display resolution of 1024x768px • Network connection speed of minimum 1MBps • 1 available USB port

Individual computer install (.exe file)

- Run application once downloaded. Follow on screen prompts
- Enter Proxy Host / Proxy Port details if required (authenticated proxy servers require IT username and password)

Batch install for batch installation on multiple computers by an IT admin (.msi file)

- In order to pass command line parameters such as proxy settings to the wrapped installer, an IT admin can create a MST file that adds the WRAPPED_ARGUMENTS property (Third party tools can be used to create the MST files, e.g. Orca <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/orca-exe>)
- To set proxy settings (if needed), the IT admin should submit WRAPPED_ARGUMENTS
 - --https.proxyHost <ip>
 - --https.proxyPort <port>
 - Assuming proxy host is 127.0.0.1, proxy port is 3128, arguments shall be
WRAPPED_ARGUMENTS="--https.proxyHost 127.0.0.1 --https.proxyPort 3128"

What USB link device / cables do I need to upload data to CareLink™ system software from a device?

To manually upload a compatible device with the CareLink™ uploader you will need you will need one of the following:

Device to upload	Required USB link device / cable
MiniMed™ Paradigm™ pump systems	<ul style="list-style-type: none">• White CareLink™ USB* or• Ascensia CONTOUR® NEXT LINK <p>*Not compatible with Mac® operating systems. On Mac®, please use the Ascensia CONTOUR® NEXT LINK meter.</p>
MiniMed™ 600 series pump systems	<ul style="list-style-type: none">• Black CareLink USB,• Ascensia CONTOUR® NEXT LINK 2.4 or• CONTOUR® PLUS LINK 2.4
MiniMed™ 700 series pump systems	<ul style="list-style-type: none">• Blue adapter USB
Blood Glucose Meter	<ul style="list-style-type: none">• Manufacturer supplied meter cables

When I open the CareLink™ uploader it says “Update Available.” What does this mean? Do I need to update?

New versions of the CareLink™ uploader always provide at least minor enhancements and reliability improvements. It is recommended that all customers update to the newest version of the CareLink™ uploader in order to take advantage of these updates. Some updates may be required to use recently released devices, operating systems or browsers.

Medtronic may discontinue older versions of the uploader application (as standard, Medtronic supports the current version available and two legacy versions), in which case an update will be needed to continue normal operation and perform an upload. Please follow the on screen prompts.

Linking CareLink™ Personal Accounts

- There are two ways to link to a patient’s CareLink™ Personal account so that device data uploaded at home can be viewed in their CareLink™ system profile.
- **In Clinic**
 - Open the patient profile entry in CareLink™ system,
 - Navigate to linking and select “Link to Personal.”
 - Select “Link now using patient’s username and password.”
 - Ask the patient to read the disclaimer. Linking is complete once the patient enters their CareLink™ Personal username and password.
- **Remote Linking Request (patient is not in the clinic),**
 - Open the patient profile entry in CareLink™ system,
 - Navigate to linking and select “Link to Personal.”
 - Select “Send a link request using the patient’s username”
 - Enter the patient’s CareLink™ Personal username.
 - A link request is sent via email to the patient’s email address associated with their CareLink™ Personal account. Linking is complete once the patient selects the

hyperlink, signs into CareLink™ Personal and accepts the link request.

Where will my patients' data be stored?

CareLink™ system online software uses the latest technology to store and safeguard your patients' data on a server that Medtronic maintains. For countries listed at carelink.medtronic.eu, data is stored in the European Union (EU).

I tried to "Generate" CareLink™ reports, but nothing happened?

- Click on the "i" button found to the right of the Reporting Period label for a step by step guide to generating reports
- You may need to disable your browser's pop-up blocker. Please refer to each specific browser's pop-up blocker instructions for proper operation. Some suggested resources are below.
- For Safari:
<https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40696/mac>
- For Chrome:
<https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>
- For Microsoft Edge Chromium:
<https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/block-pop-ups-in-microsoft-edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-aa47339b6bb5>

How to access the Help section or instructions for use?

- The Help section is available after you log in. Click the drop-down menu next to the Question Mark icon and select Help.
- If a hard-copy printout of the Help section is required, please contact your local Medtronic Customer Support helpline to provide your contact information.

What devices can I upload to CareLink™ system software?

Meters

Ascensia

- CONTOUR®
- CONTOUR® NEXT
- CONTOUR® NEXT EZ
- CONTOUR® NEXT LINK
- CONTOUR® NEXT LINK 2.4
- CONTOUR® NEXT USB
- CONTOUR® NEXT ONE
- CONTOUR® PLUS LINK 2.4
- CONTOUR® USB
- CONTOUR® XT

Abbott

- Freestyle®
- Freestyle® Lite
- Freestyle® Freedom Lite

LifeScan

- OneTouch® Ultra™
- OneTouch® Ultra® 2
- OneTouch® UltraLink®
- OneTouch® UltraSmart®
- OneTouch® UltraEasy®
- OneTouch® UltraMini®
- OneTouch® Verio IQ™
- OneTouch® VerioVue

Roche

- Accu-Chek® Aviva
- Accu-Chek® Nano

Insulin Pumps

- MiniMed™ 780G pump
- MiniMed™ 770G pump
- MiniMed™ 740G pump
- MiniMed™ 720G pump
- MiniMed™ 700 pump
- MiniMed™ 620G pump
- MiniMed™ 630G pump
- MiniMed™ 640G pump
- MiniMed™ 670G pump
- MiniMed™ Paradigm™ 515/715 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 522/722 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 522K/722K pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 523/723 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 523K/723K pumps
- MiniMed™ 530G pumps
- MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754
(Versions outside of the US)

• **Continuous Glucose Monitoring Devices**

- Guardian™ Connect system
- Guardian 4™ system

الأسئلة الشائعة برنامج نظام CareLink™

من يمكنه استخدام برنامج نظام CareLink™؟

برنامج نظام CareLink™ من Medtronic مخصص للاستخدام المهني في الرعاية الصحية. تُمنح إمكانية الوصول إلى أخصائيي الرعاية الصحية العاملين في مستشفى توجد فيها اتفاقية خدمات نظام CareLink™ سارية مع شركة Medtronic. تحدث إلى ممثل Medtronic Diabetes للحصول على مزيد من المعلومات.

لماذا عليّ استخدام برنامج نظام CareLink™؟

يساعد برنامج نظام CareLink™ من Medtronic أخصائيي الرعاية الصحية على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن علاج مرض السكري. تجمع تقارير CareLink™ جميع بيانات جلوكوز الدم، وجلوكوز الحساس، ومضخة الإنسولين في صورة كاملة، مع التحليل الذكي والتعرف على الأنماط مما قد يساعد في توفير رؤى قابلة للتنفيذ. علاوة على ذلك، يوفر برنامج نظام CareLink™ قدرة أسهل على الوصول من مزيد من الأجهزة (على سبيل المثال، عرض التقارير على الأجهزة اللوحية)

كيف يمكنني الوصول إلى برنامج نظام CareLink™؟

- استكمل اتفاقية خدمات نظام CareLink™. يجب أن يتم التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل ممثل مفوض من المستشفى.
- بمجرد الاستكمال، سيقدم ممثل Medtronic المحلي رمز تسجيل فريد للاستخدام مرة واحدة لتسجيل عيادتك في medtronic.carelink.eu.
- أثناء التسجيل، سيُمنح المستخدم الأول امتيازات مسؤول العيادة.
 - يمكن لمسؤولي العيادة إنشاء حسابات مستخدمين جديدة وإدارة الحسابات الحالية والإعدادات الافتراضية للعيادة (مثل الأمان). ويمكنهم أيضًا إرسال رسائل بريد إلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور وأداء الوظائف الأخرى الخاصة المنوط بها المسؤول فقط.
 - يوصى بأن يكون لديك دائمًا مسؤولان على الأقل في العيادة لحالات الطوارئ.

ماذا أفعل إذا نسيت اسم المستخدم؟

يمكن لمسؤولي العيادة البحث عن تفاصيل جميع مستخدمي العيادة من خلال تسجيل الدخول والانتقال إلى "Clinic Management" (إدارة العيادة) < "Clinic User Accounts" (حسابات مستخدمي العيادة)

ماذا أفعل إذا نسيت كلمة المرور؟

- يتوفر رابط "Forgot your password?" (هل نسيت كلمة المرور؟) في الصفحة الرئيسية. أدخل اسم مستخدم نظام CareLink™ وعنوان البريد الإلكتروني المرتبط بحسابك لطلب رسالة بريد إلكتروني تشتمل على رابط لإعادة تعيين كلمة مرورك.
- يمكن لمسؤولي العيادة أيضًا إرسال بريد إلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور إلى المستخدمين الأفراد على النحو المطلوب في "Clinic Management" (إدارة العيادة) < "Clinic User Accounts" (حسابات مستخدمي العيادة).

ما المقصود بمصطلح المصادقة ذات العاملين؟

المصادقة ذات العاملين هي إجراء أمني يتطلب من المستخدمين الوصول إلى رمز تأكيد عبر عنوان بريدهم الإلكتروني المسجل عند محاولة

تسجيل الدخول إلى نظام CareLink™. يمكن لمسؤولي العيادة تعيين هذه الميزة على "on" (تشغيل) إذا كانت متوفرة وليست إلزامية بالفعل في بلدك. ملاحظة: إذا تم تنشيط هذا الخيار، فلا يمكن إلغاء تنشيطه مرة أخرى. يمكن لمسؤولي العيادة تعيين خصائص مثل فترة انتهاء صلاحية الرمز وعدد المحاولات في إعدادات العيادة.

ما هي متطلبات نظام الكمبيوتر لنظام CareLink™ (carelink.medtronic.eu)؟
نظام CareLink™ هو منصة على شبكة الإنترنت تتطلب متصفحًا ونظام تشغيل مدعومين لعرض الموقع الإلكتروني وإنشاء تقارير CareLink™. يرجى زيارة
carelink.medtronic.eu/supported-browsers

كيف أقوم بتثبيت أداة تحميل CareLink™؟

يحتاج نظام CareLink™ إلى تثبيت تطبيق أداة التحميل على كل طرف ترغب فيه العيادة في تحميل بيانات جهاز من جهاز متوافق (مثل مضخة الإنسولين). بمجرد تسجيل الدخول، انقر فوق رابط "Install Uploader" (تثبيت أداة التحميل) أسفل الصفحة لتنزيل حزمة التثبيت. حقوق مسؤول الكمبيوتر لازمة لتثبيت أداة تحميل CareLink™. يرجى التحدث إلى قسم تكنولوجيا المعلومات بالمستشفى للحصول على مزيد من المساعدة والدعم.

- إذا لم يتم عرض تعليمات التثبيت، يرجى النقر فوق هذا الرابط: carelink.medtronic.eu/uploader-instructions
- يتوفر ملفان لحزمة التثبيت، .exe (للتثبيت الفردي) أو .msi. (للتثبيت المجمع على أجهزة كمبيوتر متعددة بواسطة مسؤول تكنولوجيا المعلومات)

البيانات المدعومة	
<ul style="list-style-type: none"> • انقر فوق "Supported Browsers" (المتصفحات المدعومة) للتعرف على أنظمة التشغيل ومتصفحات الإنترنت المتوافقة من الصفحة الرئيسية (carelink.medtronic.eu). • البيانات الافتراضية (مثل Citrix غير مدعومة) 	
تهيئة الشبكة	
<ul style="list-style-type: none"> • القائمة البيضاء https://carelink.medtronic.eu • عنوان IP: 144.15.107.35 • المنفذ 443 للاستخدام المنتظم • القائمة البيضاء https://www.medtronic.com للوصول إلى ملف تثبيت أداة تحميل CareLink™ 	
الحد الأدنى لمواصفات الكمبيوتر اللازمة للتحميل باستخدام أداة تحميل CareLink™	
Apple™	Windows®
<ul style="list-style-type: none"> • يجب تثبيت نظام التشغيل على جهاز كمبيوتر من إنتاج شركة Apple • معالج يعتمد على X64 أو ARM بحد أدنى للسرعة 1 جيجا هرتز • الحد الأدنى للمساحة الخالية على القرص 4 جيجابايت • الحد الأدنى لسعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 (RAM) جيجابايت (ذاكرة وصول عشوائي خالية بسعة 1 جيجابايت) • الحد الأدنى لدقة العرض 768 × 1024 بكسل • الحد الأدنى لسرعة اتصال الشبكة 1 ميجابت في الثانية • 1 منفذ USB متاح 	<ul style="list-style-type: none"> • نوع المعالج X86/X64 بحد أدنى للسرعة 1 جيجا هرتز • الحد الأدنى للمساحة الخالية على قرص النظام 4 جيجابايت • الحد الأدنى لسعة ذاكرة الوصول العشوائي 4 (RAM) جيجابايت (ذاكرة وصول عشوائي خالية بسعة 1 جيجابايت) • الحد الأدنى لدقة العرض 768 × 1024 بكسل • الحد الأدنى لسرعة اتصال الشبكة 1 ميجابت في الثانية • 1 منفذ USB متاح

التثبيت على جهاز كمبيوتر فردي (ملف .exe)

- قم بتشغيل التطبيق بمجرد تنزيله. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة
- أدخل تفاصيل Proxy Host/Proxy Port (مضيف الوكيل/منفذ الوكيل) إذا لزم الأمر (تتطلب الخوادم الوكيل المصادق عليها اسم مستخدم وكلمة مرور لمسؤول تكنولوجيا المعلومات)

التثبيت المجمع للتثبيت المجمع على أجهزة كمبيوتر متعددة بواسطة مسؤول تكنولوجيا المعلومات (ملف .msi)

- من أجل تمرير معلومات سطر الأوامر مثل إعدادات الوكيل إلى المثبت المضمن، يمكن لمسؤول تكنولوجيا المعلومات إنشاء ملف MST يضيف خاصية WRAPPED_ARGUMENTS (يمكن استخدام أدوات الجهات الخارجية لإنشاء ملفات MST، على سبيل المثال <https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/msi/orca-exe>)
- لتعيين إعدادات الوكيل (إذا لزم الأمر)، يجب على مسؤول تكنولوجيا المعلومات إرسال WRAPPED_ARGUMENTS برسالة
 - --https.proxyHost <ip>
 - --https.proxyPort <port>
- بافتراض أن مضيف الوكيل 127.0.0.1، ومنفذ الوكيل 3128، ستكون الوسيطات "--WRAPPED_ARGUMENTS=https.proxyHost 127.0.0.1 --https.proxyPort 3128"

ما هو جهاز/كابلات وصلة USB التي أحتاج إليها لتحميل البيانات إلى برنامج نظام CareLink™ من أحد الأجهزة؟
لتحميل جهاز متوافق يدويًا باستخدام أداة تحميل CareLink™، ستحتاج إلى أحد الخيارات التالية:

جهاز/كابلات وصلة USB المطلوب	جهاز للتحميل
<ul style="list-style-type: none"> • CareLink™ USB * أبيض أو • Ascensia CONTOUR® NEXT LINK * غير متوافق مع أنظمة تشغيل Mac®. في Mac®، يرجى استخدام جهاز القياس Ascensia CONTOUR® NEXT LINK. 	<p>أنظمة مضخة MiniMed™ Paradigm™</p>
<ul style="list-style-type: none"> • CareLink USB أسود، • Ascensia CONTOUR® NEXT LINK 2.4 أو • CONTOUR® PLUS LINK 2.4 	<p>أنظمة مضخات السلسلة MiniMed™ 600</p>
<ul style="list-style-type: none"> • محول USB أزرق 	<p>أنظمة مضخات السلسلة MiniMed™ 700</p>
<ul style="list-style-type: none"> • وفرت الشركة المصنعة كابلات جهاز القياس 	<p>جهاز قياس جلوكوز الدم</p>

عندما أفتح أداة تحميل CareLink™، تظهر رسالة تقول "Update Available." (التحديث متاح). ماذا يعني ذلك؟ هل أحتاج إلى التحديث؟

تقدم الإصدارات الجديدة من أداة تحميل CareLink™ دائمًا تحسينات بسيطة وتحسينات في الموثوقية على الأقل. يوصى بأن يقوم جميع العملاء بالتحديث إلى أحدث إصدار من أداة تحميل CareLink™ للاستفادة من هذه التحديثات. قد تكون هناك حاجة لبعض التحديثات لاستخدام الأجهزة، أو أنظمة التشغيل، أو المتصفحات التي تم إصدارها مؤخرًا.

قد توقف Medtronic الإصدارات القديمة من تطبيق أداة التحميل (كإجراء قياسي، تدعم Medtronic الإصدار الحالي المتاح وإصدارين قديمين)، وفي هذه الحالة ستكون هناك حاجة إلى إجراء تحديث لمواصلة التشغيل الطبيعي وإجراء تحميل. يرجى اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة.

ربط حسابات CareLink™ Personal

- هناك طريقتان للربط بحساب CareLink™ Personal الخاص بالمريض، بحيث يمكن عرض بيانات الجهاز التي تم تحميلها في المنزل في ملف التعريف الخاص به في نظام CareLink™.
- **في العيادة**
 - افتح إدخال ملف تعريف المريض في نظام CareLink™،
 - انتقل إلى الربط وحدد "Link to Personal" (ربط بـ Personal).
 - حدد "Link now using patient's username and password" (الربط الآن باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للمريض).
 - اطلب من المريض قراءة إخلاء المسؤولية. يكتمل الربط بمجرد إدخال المريض لاسم المستخدم وكلمة المرور في CareLink™ Personal.
- **طلب الربط عن بعد (المريض ليس موجودًا في العيادة)**
 - افتح إدخال ملف تعريف المريض في نظام CareLink™،
 - انتقل إلى الربط وحدد "Link to Personal" (ربط بـ Personal).
 - حدد "Send a link request using the patient's username" (إرسال طلب ربط باستخدام اسم المستخدم الخاص بالمريض)
 - أدخل اسم المستخدم الخاص بالمريض في CareLink™ Personal.
 - يتم إرسال طلب الربط عبر رسالة بريد إلكتروني إلى عنوان البريد الإلكتروني للمريض المرتبط بحسابه في CareLink™ Personal. يكتمل الربط بمجرد أن يحدد المريض الارتباط التشعبي، ويسجل الدخول إلى CareLink™ Personal ويقبل طلب الربط.

أين سيتم تخزين بيانات المرضى؟

يستخدم برنامج نظام CareLink™ عبر الإنترنت أحدث التقنيات لتخزين بيانات مرضاك وحمايتها على خادم تحتفظ به شركة Medtronic. بالنسبة للبلدان المدرجة في carelink.medtronic.eu، يتم تخزين البيانات في الاتحاد الأوروبي (EU).

حاولت إنشاء تقارير CareLink™، ولكن لماذا لم يحدث شيء؟

- انقر فوق الزر "i" الموجود على يمين ملصق Reporting Period (فترة إعداد التقارير) للحصول على دليل تفصيلي لإنشاء التقارير
- قد تحتاج إلى تعطيل منع العناصر المنبثقة في متصفحك. يرجى الرجوع إلى تعليمات منع العناصر المنبثقة الخاصة بكل متصفح من أجل التشغيل الصحيح. يرد أدناه بعض الموارد المقترحة.
- بالنسبة لمتصفح Safari: <https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40696/mac>
- بالنسبة لمتصفح Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en>
- بالنسبة لمتصفح Microsoft Edge Chromium: <https://support.microsoft.com/en-us/microsoft-edge/block-pop-ups-in-microsoft-edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-aa47339b6bb5>

كيف يمكنني الوصول إلى قسم المساعدة أو تعليمات الاستخدام؟

- يتوفر قسم Help (المساعدة) بعد تسجيل الدخول. انقر فوق القائمة المنسدلة الموجودة بجوار أيقونة علامة الاستفهام وحدد Help (المساعدة).
- إذا كانت هناك حاجة إلى نسخة مطبوعة من قسم Help (المساعدة)، فيرجى الاتصال بخط دعم عملاء Medtronic المحلي لتقديم معلومات الاتصال الخاصة بك.

ما هي الأجهزة التي يمكنني تحميلها على برنامج نظام CareLink™؟

أجهزة القياس

LifeScan

- OneTouch® Ultra™
- OneTouch® Ultra® 2
- OneTouch® UltraLink®
- OneTouch® UltraSmart®
- OneTouch® UltraEasy®
- OneTouch® UltraMini®
- OneTouch® Verio IQ™
- OneTouch® VerioVue®

Ascensia

- CONTOUR®
- CONTOUR® NEXT
- CONTOUR® NEXT EZ
- CONTOUR® NEXT LINK
- CONTOUR® NEXT LINK 2.4
- CONTOUR® NEXT USB
- CONTOUR® NEXT ONE
- CONTOUR® PLUS LINK 2.4
- CONTOUR® USB
- CONTOUR® XT

Roche

- Accu-Chek® Aviva
- Accu-Chek® Nano

Abbott

- Freestyle®
- Freestyle® Lite
- Freestyle® Freedom Lite

مضخات الإنسولين

- MiniMed™ 670G pump
- MiniMed™ Paradigm™ 515/715 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 522/722 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 522K/722K pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 523/723 pumps
- MiniMed™ Paradigm™ 523K/723K pumps
- MiniMed™ 530G pumps
- MiniMed™ Paradigm™ Veo 554/754
(Versions outside of the US)

- MiniMed™ 780G pump
- MiniMed™ 770G pump
- MiniMed™ 740G pump
- MiniMed™ 720G pump
- MiniMed™ 700 pump
- MiniMed™ 620G pump
- MiniMed™ 630G pump
- MiniMed™ 640G pump

• أجهزة مراقبة الجلوكوز المستمرة

- Guardian™ Connect system
- Guardian 4™ system